

# Multi-Mam® Wochenbett Pads

Pad à 1,8 g Gel



DE

Bitte lesen Sie vor der Anwendung der Multi-Mam Wochenbett Pads dieses Informationsblatt und bewahren Sie es auf.

## MULTI-MAM WOCHENBETT PADS - ZUR GEWEBEPFLEGE NACH DER GEBURT

- Ideal zur Anwendung im Intimbereich und auf der geschlossenen Kaiserschnittnarbe
- Wirken kühlend und beruhigend auf strapazierte Hautpartien
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess
- Weiche und schützende Pads mit feuchtigkeitsspendendem Gel
- Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen, enthalten den natürlichen, patentierten 2QR-Komplex

## ZUR ANWENDUNG

- auf dem von der Entbindung strapazierten Gewebe
- im Intimbereich auf Vulva (Schambereich) und Schamlippen sowie auf dem Analbereich
- auf der geschlossener Kaiserschnittnarbe

## WIE WIRKEN MULTI-MAM WOCHENBETT PADS

Multi-Mam Wochenbett Pads sind ideal zur Anwendung auf dem strapazierten Gewebe nach der Entbindung. Die Pads haben einen kühlenden und beruhigenden Effekt. Die weichen Multi-Mam Wochenbett Pads mit dem natürlichen 2QR-Komplex bilden einen angenehmen Schutz für das empfindliche Gewebe. Sie schaffen ein optimales Mikroklima und unterstützen den natürlichen Heilungsprozess. Die Außenseite der Pads ist undurchlässig zum Schutz Ihrer Unterwäsche.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Bitte öffnen Sie das Sachet, entnehmen das Pad und klappen es auf. Platzieren Sie das Pad mit der Gel-Seite auf der betroffenen

Stelle. Das Pad sollte mindestens 10 Minuten oder auch länger, wie es für Sie angenehm ist, auf der Körperstelle verbleiben. Verwenden Sie zweimal täglich jeweils ein frisches Pad, so lange bis Sie Erleichterung verspüren. Entsorgen Sie das Pad aus hygienischen Gründen mit dem Hausmüll. Nur zur äußerlichen Anwendung. Auf der Kaiserschnittnarbe nur bei geschlossener Wunde.

## MULTI-MAM WOCHENBETT PADS BASIEREN AUF NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN

Das Gel auf den Multi-Mam Wochenbett Pads basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und enthält den patentierten 2QR-Komplex. Die Pads sind frei von Duftstoffen, Hormonen und Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs.

## INGREDIENTS

Aloe barbadensis Leaf extract, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric acid, Caprylyl Glycol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium hydroxide.

Hauptbestandteil 2QR-Komplex: patentierter Inhaltsstoff extrahiert aus der Aloe Barbadensis.

## SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Keine bekannten Gegenanzeigen für die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit.

## LAGERUNG

In der Originalverpackung bei Raumtemperatur von 10° bis 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

# Multi-Mam® Pads Postnataux

chacun avec 1,8 g de gel



FR

Avant toute utilisation des Multi-Mam Pads Postnataux, veuillez lire cette fiche d'information puis conservez-la soigneusement.

## MULTI-MAM PADS POSTNATAUX - POUR LES SOINS CUTANÉS APRÈS L'ACCOUCHEMENT

- Idéaux pour une application dans la zone intime et sur une cicatrice de césarienne fermée
- Effet refroidissant et apaisant sur les parties de peau abîmées
- Soutient le processus naturel de guérison
- Pads doux et protecteurs avec gel hydratant
- À base de substances naturelles, contiennent le complexe naturel breveté 2QR

## POUR L'APPLICATION

- sur les tissus endommagés par l'accouchement
- dans la zone intime sur la vulve (zone pubienne) et les grandes lèvres ainsi que dans la zone anale
- sur une cicatrice de césarienne fermée

## COMMENT FONCTIONNENT LES MULTI-MAM PADS POSTNATAUX

Les Multi-Mam Pads Postnataux ont idéaux pour une utilisation sur les tissus sensibles après l'accouchement. Les pads ont un effet rafraîchissant et apaisant. Les Multi-Mam Pads Postnataux avec le complexe naturel 2QR offrent une protection agréable pour les tissus sensibles. Ils créent un microclimat optimal et soutiennent le processus naturel de guérison. L'extérieur des coussinets est imperméable pour protéger vos sous-vêtements.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Veillez ouvrir le sachet, retirer le pad et le plier pour l'ouvrir. Placez le pad avec le côté gel sur la zone touchée. Le coussin doit rester sur la partie du corps pendant au moins 10 minutes ou plus, selon votre confort. Utilisez un pad frais deux fois par jour jusqu'à ce que vous ressentiez un soulagement. Pour des raisons d'hygiène, jetez le pad avec les ordures ménagères.

Uniquement pour usage externe.  
Sur la cicatrice de césarienne uniquement avec la plaie fermée.

## LES PADS POSTNATAUX MULTI-MAM SONT À BASE DE SUBSTANCES NATURELLES

Le gel qui imbibes les Multi-Mam Pads Postnataux est à base de substances naturelles et contient du complexe 2QR breveté. Les pads sont exempts de parfums, d'hormones et de substances d'origine animale.

### INGREDIENTS

Aloe barbadensis Leaf extract, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric acid, Caprylyl Glycol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium hydroxide.

Principal composant complexe 2QR: substance brevetée de l'Aloe Barbadensis.

## PÉRIODE DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Aucune contre-indication connue à ce jour pour une utilisation pendant la grossesse et l'allaitement.

### STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante entre 10° et 25°C, hors de la portée des enfants.

# Multi-Mam® Impacchi Post Parto

ciascuno con 1,8 g di gel



IT Preghiamo di leggere il presente foglietto illustrativo prima di utilizzare Multi-Mam Impacchi Post Parto e di conservarlo per consultarlo in seguito.

## MULTI-MAM IMPACCHI POST PARTO - PER LA CURA DEI TESSUTI

- Ideali per l'utilizzo nelle parti intime sulla cicatrice chiusa del taglio cesareo
- Hanno un effetto rinfrescante e lenitivo sulle aree danneggiate della pelle
- Favoriscono il processo di guarigione naturale
- Impacchi morbidi e protettivi con gel idratante
- A base di ingredienti naturali; contengono il brevettato complesso naturale 2QR

### PER L'UTILIZZO

- sui tessuti danneggiati dal parto
- nelle parti intime: sulla vulva e sulle labbra nonché nella zona anale
- sulla cicatrice del taglio cesareo chiuso

## COME FUNZIONANO I MULTI-MAM IMPACCHI POST PARTO

I Multi-Mam Impacchi Post Parto sono ideali per l'uso su tessuti stressati dopo il parto. Gli impacchi hanno un effetto rinfrescante e calmante. I Multi-Mam Impacchi Post Parto con il complesso naturale 2QR offrono una piacevole protezione ai tessuti sensibili. Creano un microclima ottimale e supportano il naturale processo di guarigione. L'esterno delle imbottiture è impermeabile per proteggere la tua biancheria intima.

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si prega di aprire la bustina, rimuovere il pad e piegarlo. Posizionare il pad con il lato in gel sulla zona interessata. Il cuscinetto dovrebbe rimanere sulla parte del corpo per almeno 10 minuti ma anche più a lungo se risulta piacevole. Utilizzare un pad fresco due volte al giorno finché non si sente sollievo. Per motivi di igiene, smaltire il pad con i rifiuti domestici. Solo per uso esterno.

Sulla cicatrice del taglio cesareo solo con la ferita chiusa.

## MULTI-MAM IMPACCHI POST PARTO A BASE DI INGREDIENTI NATURALI

Il gel contenuto negli Multi-Mam Impacchi Post Parto è a base di ingredienti naturali e contiene il complesso brevettato 2QR. Gli impacchi sono privi di profumi, ormoni e ingredienti di origine animale.

### INGREDIENTS

Aloe barbadensis Leaf extract, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Citric acid, Caprylyl Glycol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium hydroxide.

Componente principale Complesso 2QR: estratto brevettato di Aloe Barbadensis.

### GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Non esistono controindicazioni note per l'utilizzo in gravidanza e durante l'allattamento.

### CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente da 10° a 25°C, fuori dalla portata dei bambini.

PZN DE: 16795473  
PZN AT: 5373421  
PHC CH: 7805192

BioClin BV  
Black 555, 3011 GB Rotterdam  
The Netherlands